

## Příslušenství k RDE:

**6.1415.340** - Titration vessel / 80-400 mL



**6.1204.300** - Glassy Carbon Electrode Tip

Elektrodotový nástavec z leštěného uhlíku (GC) pro AUTOLAB RDE, Elektrodotový disk má průměr 3 mm, závit M4. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C



**6.1204.310** - Platinum Electrode Tip

Nástavec pro AUTOLAB RDE z platinovou elektrodou (Au), Elektrodotový disk má průměr 3 mm, závit M4. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C



**6.1204.320** - Gold Electrode Tip

Nástavec pro AUTOLAB RDE ze zlatou elektrodou (Au), Elektrodotový disk má průměr 3 mm, závit M4. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C



### 6.1204.330 - Silver Electrode Tip

Nástavec pro AUTOLAB RDE s elektrodou ze stříbra (Ag), Elektrodový disk má průměr 3 mm, závit M4. Teplotní rozsah: 0 ... 40 ° C



### 6.2802.000 - Leštící sada pro solid-state elektrody

Leštící sada s jednou leštící tkaninou a asi 2 g prášku oxidu hliníku (velikost zrna 0,3 µm).



### 6.1241.060 - Electrode shaft

Pro 6.1204.0XX elektrodové nástavce a 6.2103.1XX **Contact pin**.



### 6.2103.120 Contact pin M4 / 2 mm

Pro 6.1241.060 **Electrode shaft** and 6.1204.3XX Elektrodové nástavce. S M4 závitem. Použit s vybavením sady VA.

